

NOWOŚCI I PROMOCJE

GC EUROPE N.V. PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE

GABINET

Oferty ważne do 30 czerwca 2024



Powrót do korzeni!

Minimalnie Inwazyjne rozwiązania w leczeniu próchnicy korzeni

Powrót do korzeni!



Próchnica korzeni i starzejące się społeczeństwo

Wyzwania związane z uzębieniem osób starszych



Stały wzrost zarówno bezwzględnej, jak i względnej liczby osób starszych – w połączeniu ze zwiększoną retencją zębów w starszym wieku¹ – stwarza szczególne wyzwania dla praktyki stomatologicznej. Oprócz naprawy i wymiany uszkodzonych uzupełnień, próchnica korzeni stanie się codziennym wyzwaniem w starzejącym się społeczeństwie. Powierzchnie korzeni wystawione na kontakt ze środowiskiem jamy ustnej są narażone na większe ryzyko demineralizacji, zwłaszcza gdy pacjenci mają zmniejszony przepływ śliny i obniżoną zdolność do buforowania.^{2,3} Do próchnicy korzeni należy podchodzić holistycznie: identyfikować czynniki ryzyka, zapobiegać ich występowaniu i minimalnie inwazyjnie odbudowywać już istniejące ubytki.

Dzięki uprzejmości Wim Klüter, Niderlandy

- Berkey D, Berg R. Geriatric oral health issues in the United States. Int Dent J 2001; 51:254-264.
- Baysan A. Consensus on root caries. 2022; <https://orca-caries-research.org/>
- Chalmers JM. Minimal Intervention Dentistry: Part 1. Strategies for addressing the new caries challenge in older patients. J Can Dent Assoc 2006;72(5):427-433.

Identyfikacja


GC Tri Plaque ID Gel: identyfikacja świeżej, dojrzałej i produkującej kwas płytki nazębnej



Art. Nr 10000867 Tri Plaque ID Gel
Opakowanie zawiera:
1 x tuba 40 g (36 ml); **255 zł**

Różowy/Purpurowy
Świeży biofilm < 48h

Niebieski/Purpurowy
Dojrzała płytka nazębna > 48h
Ryzyko zapalenia dziąseł



GC Tri Plaque ID Gel identyfikuje wiek i kwasowość płytki
Dzięki uprzejmości dr Andrew Brostek, Australia

Jasnoniebieski
Produkująca kwas płytka nazębna o pH < 4.5
Płytko wysokiego ryzyka

Saliva-Check BUFFER: czy ślina skutecznie chroni zęby?

Przewlekła suchość w jamie ustnej i zmniejszone wydzielanie śliny, o różnej etiologii, występują u znacznego odsetka osób starszych. Saliva-Check BUFFER, w 5 prostych krokach, pomaga ujawnić podstawowe czynniki, które zakłócają równowagę jamy ustnej i powodują demineralizację.³



Art. Nr 10001767 Saliva-Check BUFFER
Opakowanie: Komponenty do przeprowadzenia 20 badań; **500 zł**



Ochrona i zapobieganie

GC MI Paste Plus i MI Varnish: wzmacnianie i znoszenie nadwrażliwości



Obecność fluoru i amorficznego fosforanu wapnia w ślinie tworzy korzystne środowisko dla remineralizacji tkanek. Fluor należy stosować miejscowo w domu i uzupełniać go regularną profesjonalną aplikacją lakieru fluorkowego. Uzupełniające stosowanie biodostępnych fosforanów wapnia sprzyjało regeneracji zębów i wykazało imponujące wyniki w zmniejszaniu nadwrażliwości.^{4,5}

- Hay KD, Morton RP. The efficacy of casein phosphoprotein-calcium triphosphate complex (DC-CP) [Dental] as a mouth moisturizer in patients with severe xerostomia. N Z Dent J 2003; 99(2):46-8.
- Reynolds EC, Walsh LJ. Additional aids to the remineralisation of tooth structure. In: Mount GJ, Hume WR, editors. Sandgate (Qld): Preservation and restoration of tooth structure. Knowledge Books and Software 2005; p. 111-118.

GC MI Paste Plus

GC MI Paste Plus zawiera RECALDENT (biodostępny amorficzny fosforan wapnia; CPP-ACP) oraz fluor (900 ppm). Może być stosowana na noc w celu wzmocnienia regeneracji zębów i zmniejszenia nadwrażliwości. Jest dostępna w 5 pysznych smakach, które spotykają się z akceptacją pacjentów. Pacjenci ze zmniejszonym wydzielaniem śliny preferują smak waniliowy.

MI Varnish

MI Varnish zawiera 22 600 ppm fluoru, jak również RECALDENT (CPP-ACP) i jest przeznaczony do aplikacji w gabinecie. Szybko przylega do zębów, nie zbrylając się i służy jako rezerwuuar minerałów i fluoru. RECALDENT (CPP-ACP) i fluor działają synergicznie: gdy RECALDENT (CPP-ACP) wchodzi w kontakt z fluorem, stabilizuje jony fluorkowe, tworząc idealne źródło do budowy bardziej odpornego na kwasy fluorapatytu.

GC Tooth Mousse



Art. Nr 10003277
Zestaw Promo Tooth Mousse
Zestaw zawiera: 5 tub Tooth Mousse (Smak: miętowy, melonowy, waniliowy, tutti-frutti, truskawkowy)
+ 1 tuba Tooth Mousse o smaku truskawki
Dodatkowy produkt jest już zawarty w zestawie

KORZYSTNA CENA

ZESTAW PROMO

5 + 1

420 zł
Cena zestawu

KORZYSTNA CENA

ZESTAW PROMO

5 + 1

460 zł
Cena zestawu



Art. Nr 10003278
Zestaw Promo MI Paste Plus
Zestaw zawiera: 5 tub MI Paste Plus (Smak: miętowy, melonowy, waniliowy, tutti-frutti, truskawkowy)
+ 1 tuba MI Paste Plus o smaku truskawki
Dodatkowy produkt jest już zawarty w zestawie



Art. Nr 900746 **MI Varnish Zestaw Intro**
Zestaw zawiera: 10 pojedynczych dawek MI Varnish (5 x Truskawka + 5 x Mięta)
po 0,50 ml i 20 mikropędzelków; **150 zł**

Art. Nr 900749 **MI Varnish Opakowanie kliniczne**, smak truskawki
Art. Nr 900750 **MI Varnish Opakowanie kliniczne**, smak mięty
Opakowanie zawiera: 100 pojedynczych dawek MI Varnish po 0,50 ml i 100 mikropędzelków; **965 zł**

Art. Nr 900747 **MI Varnish opakowanie uzupełniające**, smak truskawki
Art. Nr 900748 **MI Varnish opakowanie uzupełniające**, smak mięty
Opakowanie zawiera: 35 pojedynczych dawek MI Varnish po 0,50 ml i 50 mikropędzelków; **420 zł**

GC Dry Mouth Gel

Żel o neutralnym pH zapewniający długotrwały komfort i ukojenie cierpiącym z powodu suchości jamy ustnej.

Art. Nr 10000517 **GC Dry Mouth Gel**
Opakowanie asortymentowe
Opakowanie zawiera: 10 tub x 40 g/35 ml (4x Mięta, 2x Malina, 2x Pomarańcza, 2x Cytryna); **415 zł**



Art. Nr 10000914 **GC Dry Mouth Gel, Malina**
Opakowanie zawiera: 10 tub x 40 g/35 ml, smak malinowy; **415 zł**

Leczenie i kontrola

Trwałe uzupełnienia aplikowane w szybki sposób i zapewniające ochronę przed próchnicą

EQUIA Forte HT, szkłano - hybrydowy materiał odtwórczy, cechuje się przyjazną konsystencją podczas zakładania i konturowania. EQUIA Forte Coat nadaje estetyczną, odporną na warunki zewnętrzne powłokę i połysk, co dodatkowo zwiększa jego wytrzymałość, tworząc odpowiednie środowisko dla dojrzewania i zwiększania wytrzymałości materiału. Tolerancja na wilgoć, łatwość aplikacji i krótki czas wykonania

zabiegu jest szczególnie korzystny podczas leczenia próchnicy korzenia; materiał można wymodelować nawet za pomocą palca. Co więcej, dzięki wymianie jonowej uzupełnienia te stymulują remineralizację zęba i zapobiegają demineralizacji, dlatego są najlepszą opcją w przypadku aktywnych zmian.



Odbudowa ubytku próchnicowego w obrębie korzenia z EQUIA Forte HT
Dzięki uprzejmości dr Javier Tapia Guadix, Hiszpania

Powrót do korzeni!



EQUIA Forte HT ZESTAW PROMO

EQUIA Forte HT ZESTAW INTRO GRATIS!

Zamów 1 opakowanie EQUIA Forte HT Zestaw Promo (100 kapsulek, 1 EQUIA Forte Coat 4 ml) + 1 opakowanie EQUIA Forte HT Zestaw Intro A2 (20 kapsulek, 20 jednostkowych ampulek EQUIA Forte Coat) GRATIS!¹

EQUIA Forte HT Zestaw Promo; 1 360 zł
Zestaw zawiera: 100 kapsulek EQUIA Forte HT Fil, EQUIA Forte Coat butelka 4 ml, akcesoria
Odcienie: A2, A2-A3, A3, A3-B2

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



Dowiedz się więcej o szklanej hybrydzie



Konfigurator GC Restorative Dentistry Guide w wersji 3D, do bezpłatnego pobrania na stronie: www.gceurope.com



EQUIA Forte™ HT

Najnowszy szklano-hybrydowy system odtwórczy typu bulk fill - Twój niezawodny partner przy odbudowie zębów bocznych

NOWOŚĆ Nowe opakowanie jednostkowe

EQUIA Forte Coat

Samoadhezyjny kompozytowy lakier ochronny



EQUIA Forte Coat to samoadhezyjny, kompozytowy lakier ochronny z nanowypełniaczem, który chroni materiał odtwórczy, optymalizując w ten sposób jego właściwości fizyczne. Jest elementem składowym szklano - hybrydowego systemu odtwórczego EQUIA Forte HT. Kolor nakrętki i etykiety butelki EQUIA Forte Coat został zmieniony tak, aby umożliwić bezproblemowe odróżnienie od butelki naszego systemu wiążącego (G-Premio BOND).



EQUIA Forte HT – technologia hybrydowa
• zwiększona przezierność
• jeszcze łatwiejsze stosowanie

WSKAZANIA

- Wypełnienia ubytków klasy I/ ostateczne
- Narażone na przeciążenia zgryzowe wypełnienia ubytków klasy II/ ostateczne
- Pośrednie wypełnienia długoczasowe
- Wypełnienia ubytków klasy V i w obrębie cementu korzeniowego, odbudowa zrębu korony

- Mocniejszy i nieklejący się materiał, idealny do aplikacji typu bulk fill
- Zwiększona przezierność
- Eliminuje zakładanie koferdamu i stosowanie systemu łączącego
- Doskonała biokompatybilność

EQUIA FORTE HT ZESTAW INTRO

APLIKATOR GRATIS!

Zamów 1 opakowanie EQUIA Forte HT Zestaw Intro (20 kapsulek, 20 jednostkowych ampulek EQUIA Forte Coat) + aplikator do kapsulek GRATIS!¹

EQUIA Forte HT Zestaw Intro; 395 zł
Opakowanie zawiera: 20 kapsulek, 20 jednostkowych ampulek EQUIA Forte Coat
Odcienie: A2, A3, B2

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

- Prosta, zaledwie kilkietapowa procedura odbudowy zębów bocznych - bez konieczności absolutnej izolacji
- Odbudowa wrażliwych, dotkniętych hipomineralizacją zębów (MIH) u młodych pacjentów

NOWOŚĆ



Zeskanuj, aby obejrzeć filmy wideo



Dostępne opakowania:

EQUIA Forte HT Fil uzupełnienie; 660 zł
Opakowanie zawiera: 50 kapsulek (proszek 0,40 g i płyn 0,13 g/0,10 ml). Zawartość kapsułek po zmieszaniu 0,14 ml. Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4

EQUIA Forte HT Zestaw Intro; 395 zł
Opakowanie zawiera: 20 kapsulek, 20 jednostkowych ampulek EQUIA Forte Coat
Odcienie: A2, A3, B2

EQUIA Forte HT Zestaw Promo; 1 360 zł
Zestaw zawiera: 100 kapsulek EQUIA Forte HT Fil, EQUIA Forte Coat butelka 4 ml, akcesoria
Odcienie: A2, A2-A3, A3, A3-B2

EQUIA Forte HT Zestaw Clinic; 2 360 zł
Opakowanie zawiera: 200 kapsulek EQUIA Forte HT Fil, EQUIA Forte Coat butelka 4 ml, akcesoria
Odcienie: A2, A3, B2

Art. Nr 901573
EQUIA Forte Coat Butelka
Butelka 4 ml, akcesoria; 325 zł

Art. Nr 900960
EQUIA Forte Coat Unit dose
50 jednostkowych ampulek (po 0,1 ml), akcesoria; 465 zł

GC Fuji™ IX GP

Samoutwardzalny, kondensowalny materiał glosjonomerowy o wysokiej lepkości do wypełnień w wersji normalnie wiążącej

Art. Nr 10000563 Fuji IX GP Kapsułki A2; 520 zł
Art. Nr 10000564 Fuji IX GP Kapsułki A3; 520 zł

Opakowanie zawiera: 50 kapsulek
Odcienie: A2, A3, A3.5, B2, B3, C4

Inne dostępne opakowania:

FUJI IX GP proszek/płyn
Zestaw 1-1 zawiera: 15 g proszek A3, 6,4 ml płyn, akcesoria
Cena jednego opakowania; **385 zł**
Zestaw 3-2 zawiera:
3 x 15 g proszek A2, A3, B3; 2 x 6,4 ml płyn, akcesoria
Cena jednego opakowania; **920 zł**
Uzupełnienie: 15 g proszek; **250 zł**; 6,4 ml płyn; **170 zł**
Odcienie: A2, A3, A3.5, B2, B3, C4



MATERIAŁY
SZKŁO-JONOMEROWE /
SZKLANO-HYBRYDOWE
GC (6 OPAKOWAŃ)

MIESZALNIK
SILVERMIX
GRATIS!

Zamów 6 opakowań po 50 kapsulek materiałów szkło-jonomerowych/szklano-hybrydowych GC + Mieszalnik SilverMix GRATIS!¹
Promocja dotyczy wszystkich materiałów szkło-jonomerowych/ szklano-hybrydowych. Dotyczy materiałów w kapsułkach. Możliwość mieszania kolorów.

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

GC Fuji IX GP FAST

Samoutwardzalny, kondensowalny materiał glosjonomerowy o wysokiej lepkości do wypełnień w wersji szybko wiążącej

Art. Nr 003289 Fuji IX GP FAST Kapsułki A2; 530 zł
Art. Nr 003290 Fuji IX GP FAST Kapsułki A3; 530 zł

Opakowanie zawiera: 50 kapsulek
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4



GC Fuji IX GP EXTRA

Samoutwardzalny, kondensowalny materiał glosjonomerowy do wypełnień o wysokiej lepkości i zwiększonej przezierności

Art. Nr 10000571 Fuji IX GP EXTRA Kapsułki A2; 610 zł
Art. Nr 10000572 Fuji IX GP EXTRA Kapsułki A3; 610 zł

Opakowanie zawiera: 50 kapsulek
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, asortyment

Inne dostępne opakowania:

FUJI IX GP EXTRA proszek/płyn
Zestaw 1-1 zawiera: 15 g proszek A2 lub A3, 6,4 ml płyn, akcesoria
Cena jednego opakowania; **425 zł**
Uzupełnienie: 15 g proszek; **280 zł**; 6,4 ml płyn; **190 zł**
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4



GC Fuji II LC

Światłoutwardzalny, modyfikowany żywicą materiał glosjonomerowy do wypełnień

Art. Nr 003234 Fuji II LC Kapsułki A2; 620 zł
Art. Nr 003235 Fuji II LC Kapsułki A3; 620 zł

Opakowanie zawiera: 50 kapsulek
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2

Inne dostępne opakowania:

FUJI II LC Improved proszek/płyn
Zestaw 3-2 zawiera: 3 x 15 g proszek (A2, A3 i B3); 2 x 6,8 ml płyn; akcesoria
Cena jednego opakowania; **1 285 zł**
Uzupełnienie: 15 g proszek; **320 zł**; 6,4 ml płyn; **275 zł**
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2



KORZYSTNA
CENA

4 + 1 | 10 + 3

Zamów 4 opakowania po 50 kapsulek Fuji IX GP, Fuji IX GP FAST, Fuji IX GP EXTRA, Fuji II LC, Fuji TRIAGE, Fuji PLUS lub Fuji I w dowolnym odcieniu + 1 opakowanie (50 kapsulek) Fuji IX GP FAST A2, Fuji II LC A2, Fuji TRIAGE Pink lub Fuji PLUS A3 GRATIS!¹

Zamów 10 opakowań po 50 kapsulek Fuji IX GP, Fuji IX GP FAST, Fuji IX GP EXTRA, Fuji II LC, Fuji TRIAGE, Fuji PLUS lub Fuji I w dowolnym odcieniu + 3 opakowania (po 50 kapsulek) Fuji IX GP FAST A2, Fuji II LC A2, Fuji TRIAGE Pink lub Fuji PLUS A3 GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

GC Fuji TRIAGE

Glosjonomerowy materiał o niskiej lepkości, o działaniu ochronnym i kariostatycznym

Art. Nr 003297 Fuji TRIAGE kapsułki w odcieniu Pink; 570 zł
Art. Nr 003298 Fuji TRIAGE kapsułki w odcieniu White; 570 zł

Opakowanie zawiera: 50 kapsulek
Odcienie: Pink - różowy, White - biały



Inne dostępne opakowania:

Fuji TRIAGE proszek/płyn
Zestaw 1:1 zawiera: 15 g proszek, 10 g (8 ml) płyn, 6 g (5,7 ml) Dentin Conditioner, akcesoria
Cena jednego opakowania; **405 zł**
Odcienie: Pink - różowy, White - biały

GC Fuji I

Glosjonomerowy materiał do rutynowych procedur cementowania, idealny do osadzania prac na podbudowie metalowej

Art. Nr 10000503 Fuji I, w odcieniu Light Yellow; 495 zł

Opakowanie zawiera: 50 kapsulek
Odcień: Light Yellow - jasnożółty

Inne dostępne opakowania:

Fuji I proszek/płyn
Zestaw 1:1 zawiera: 35 g proszek, 20 ml płyn
Cena jednego opakowania; **515 zł**
Odcień: Light Yellow - jasnożółty



GC Fuji PLUS

Modyfikowany żywicą cement glosjonomerowy do osadzania prac protetycznych

Art. Nr 10000509 Fuji PLUS kapsułki A3; 640 zł
Art. Nr 10000508 Fuji PLUS kapsułki Yellow; 640 zł

Opakowanie zawiera: 50 kapsulek
Odcienie: A3, Yellow

Inne dostępne opakowania:

Fuji PLUS proszek/płyn
Zestaw 1:1 zawiera: 15 g proszek, 7 ml płyn, 6,5 g Fuji PLUS Conditioner

Uzupełnienie: 15 g proszek; **310 zł**; 7 ml płyn; **200 zł**
Cena jednego opakowania; **590 zł**
Odcienie: A3, Yellow-żółty, Translucent - przezierny


Jesteś zainteresowany odbudową metodą iniekcji?
Skontaktuj się z Konsultantem GC, aby uzyskać więcej informacji.

Powrót do korzeni!



Estetyczne uzupełnienia z G-ænial Universal Injectable

G-ænial Universal Injectable jest doskonałą opcją odbudowy w obrębie korzenia w przypadku ubytków niepróchnicowych i próchnicy zatrzymanej, w sytuacji gdy istnieje możliwość dobrej izolacji za pomocą koferdamu. Daje się go łatwo wypolerować na wysoki połysk, co zmniejsza retencję płytki nazębnej. Jest odporny na ścieranie, co jest ważne w narażonych na ścieranie obszarach.



Wysokie estetyczne odbudowa w odcinku przyszyjkowym z G-ænial Universal Injectable
Dzięki uprzejmości dr Javier Tapia Guadix, Hiszpania

Innowacyjna konstrukcja zapewnia łatwą aplikację bez efektu spływania

Dzięki bezproblemowemu dozowaniu i łatwej aplikacji materiału nasze strzykawki i ampułki unitip są przyjazne w użyciu

Zginalne końcówki dla łatwego dostępu do wszystkich ubytków



Bez ciągnięcia się, bez spływania, bez stresu

Łatwe wyciskanie materiału dla maksymalnego komfortu



Zeskanuj, aby obejrzeć filmy wideo

Odbudowa metodą iniekcji

Wstrzykuj nasz najmocniejszy materiał do odbudowy bezpośredniej!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!



Zobacz odbudowę metodą iniekcji kompozytu



Odbudowa metodą iniekcji z użyciem EXACLEAR i G-ænial Universal Injectable dr Serhat Köken



Art. Nr 901532
Injection Moulding Kit; 595 zł
Zestaw zawiera: 3 strzykawki (1 ml/1,7 g) G-ænial Universal Injectable po jednej w odcieniu A1, A2, A3; 1 naboje (48 ml) EXACLEAR; 3 końcówki mieszające II L.

G-ænial Universal Injectable

Odbudowa, kształtowanie i konturowanie podczas wstrzykiwania

- Ultradrobny wypełniacz (150 µm)
- Wysoka zawartość wypełniacza
- Technologia pełnego pokrycia powłoką silanową (FSC) poprawia dyspersję i adhezję wypełniaczy w matrycy
- Bez kleistości
- Mała siła przy wyciskaniu
- Wysoki kontrast na zdjęciach rtg

EXACLEAR

Transparenty materiał poliwinylsiloksanowy

- Wysoka przezroczystość umożliwia dokładną kontrolę wzrokową
- Skuteczne utwardzanie światłem dzięki doskonałej przezroczystości
- Optymalna konsystencja umożliwia łatwe umieszczenie w łyżce wyciskowej
- Dobre odwzorowanie, optymalna stabilność i odporność na rozerwanie podczas aplikacji

Idealny do:

- Techniki formowania metodą iniekcji: łatwa kontrola podczas wstrzykiwania i skuteczne utwardzanie światłem

Art. Nr 012792 EXACLEAR
2 naboje (48 ml), 6 końcówek mieszających II L; **315 zł**



G-Premio BOND

Światłoutwardzalny uniwersalny system łączący

- Doskonała adhezja do szkliwa i zębiny
- Optymalna konsystencja i zwilżalność
- Natychmiastowe uszczelnienie zębiny
- Do kompozytów, tlenku cyrkonu, tlenku glinu i metali, a także do wszystkich ceramik szklanych (skaleniowych, wzmocnionych leucytem i na bazie dwukrzemianu litu) i do ceramik hybrydowych w połączeniu z G-Multi PRIMER
- G-Premio BOND & G-Premio BOND DCA = mechanizm podwójnego utwardzania
- Redukcja przebarwień
- Mniej nadwrażliwości pozabiegowej
- Mniej czasochłonna i eliminująca straty procedura

everX Flow™

Wzmocniony krótkimi włóknami kompozyt płynny do obudowy zębiny

**ODCIEŃ BULK,
O GŁĘBOKOŚCI
UTWARDZANIA
DO 5,5 MM,
OPTYMALNY
DO ROZLEGŁYCH
UBYTKÓW!**



Zeskanuj, aby obejrzeć filmy wideo

KORZYSTNA CENA

4 + 1
10 + 3
265 zł
Cena jednego opakowania

Zamów 4 strzykawki everX Flow w dowolnym odcieniu + 1 strzykawka everX Flow Bulk lub Dentin GRATIS!¹
Zamów 10 strzykawek everX Flow w dowolnym odcieniu + 3 strzykawki everX Flow Bulk lub Dentin GRATIS!¹

Art. Nr 012900 **everX Flow Bulk; 265 zł**
Strzykawka 2 ml (3,7 g) Bulk, 20 końcówek aplikacyjnych Dispensing Tip III z tworzywa, osłona chroniąca przed światłem

Art. Nr 012901 **everX Flow Dentin; 265 zł**
Strzykawka 2 ml (3,7 g) Dentin, 20 końcówek aplikacyjnych Dispensing Tip III z tworzywa, osłona chroniąca przed światłem

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

OFERTA SPECJALNA

ZE STRZYKAWKĄ KOMPOZYTU

Zamów 2 opakowania po 15 ampułek everX Posterior + 1 strzykawkę Gradia Direct P-A2 lub P-A3 GRATIS!
Zamów 3 opakowania po 15 ampułek everX Posterior + 1 strzykawkę G-æniał P-A2 lub P-A3 GRATIS!

Art. Nr 005118 **everX Posterior; 350 zł**
Zawiera: 15 ampułek unitip x 0,13 ml (0,25 g)

Inne dostępne opakowania:
Art. Nr 005274 **everX Posterior; 1 045 zł**
Zawiera: 50 ampułek unitip x 0,13 ml (0,25 g)

everX Posterior®

Wzmocniona włóknem szklanym kompozytowa podbudowa do dużych ubytków



D-Light® Pro

Zobacz więcej niż może dostrzec oko
Lampa LED do polimeryzacji o dwóch długościach fali,
z możliwością sterylizacji w autoklawie i trybem detekcji



Utwardzanie

- Tryb HP - wysokiej mocy 1400 mW/cm²
- Niebieska dioda LED emitująca światło o długości fali od 460 do 465 nm
- Fioletowa dioda LED emitująca światło o długości fali od 400 do 405 nm
- Skuteczna polimeryzacja innych dostępnych na rynku fotoinicjatorów

Ochrona

- Tryb LP - niskiej mocy, przy zredukowanej mocy wyjściowej 700 mW/cm², np. w przypadku głębokich ubytków, gdy obszar preparacji znajduje się w pobliżu miążgi

Wykrywanie

- Tryb DT - detekcji, wykorzystuje tylko światło bliskie ultrafioletu
- Wizualizacja płytki nazębnej
- Wizualizacja zainfekowanej zębiny
- Wizualizacja mikroprzecieków
- Ocena aktywności bakterii w bruzdach
- Wizualizacja materiałów fluorescencyjnych
- Ocena głębokości pęknięć

Sterylizacja w autoklawie

KORZYSTNA CENA

5 065 zł ~~6 175 zł~~

Art. Nr 901412 **D-Light Pro; 5 065 zł**
Zawiera: rękojeść i moduł elektroniczny, światłowód (8 mm) baterie akumulatorowe (2 szt.), stację ładującą, zasilacz, adapter EU/UK, osłonę chroniącą przed światłem, miękkie osłony oczu (3 szt.)


PRODUKTY GC DO WYBORU

D-LIGHT PRO GRATIS

Zamów produkty GC (G-æniał, Essentia, everX Flow, CERASMART270 lub EQUIA Forte HT) o wartości co najmniej 15 450 zł + D-Light Pro GRATIS!¹

Możliwość indywidualnej, dopasowanej do potrzeb gabinetu konfiguracji zestawu produktów po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



G-ænia™ A'CHORD

Zaawansowany uniwersalny kompozyt z prostotą jedno-
odcieniowego systemu

Prostota, estetyka i efektywność w Twoich rękach

Prostota A'CHORD

- uproszczony system jednoodcieniowy
- uproszczona procedura postępowania
- po prostu uniwersalny

Rewolucyjna technologia A'CHORD


- chroniony patentem wypełniacz i powłoka
- wysoka odporność na przebarwienia i ścieranie
- doskonały kontrast na zdjęciach rtg

Estetyka A'CHORD

- naturalna fluorescencja
- długotrwały połysk
- ekstremalne wyzwania



Zeskanuj, aby obejrzeć filmy wideo



G-ænia A'CHORD



Konwencjonalna licówka kompozytowa

© Dr J. Tapia Guadix, Hiszpania



Przed polerowaniem Po polerowaniu

Przewodnik "Restorative Dentistry Guide" z GC

Przewodnik przedstawia wizualizację 3D wszystkich typów ubytków i pokazuje metody ich odbudowy za pomocą zaawansowanych cementów gładzomerowych, szklanych hybryd GC, i/lub materiałów kompozytowych. Aplikacja pokazuje również krok po kroku, jakie odcienie i grubości

warstw należy zastosować, aby uzyskać najlepszy możliwy rezultat. Aplikacja zawiera również informacje na temat systemów adhezyjnych i technik odbudowy z zastosowaniem włókna szklanego, a także szczegółowe ilustracje dotyczące naprawy uzupełnień pośrednich.



Zeskanuj, aby przejść do strony internetowej G-ænia A'CHORD
<http://gaenialachord.com>



STRZYKAWKI

Art. Nr 10006835

G-ænia A'CHORD Layering Kit

Zestaw zawiera: 5 strzykawk (2,1 ml/4 g)
po jednej w odcieniu: A2, A3, AO2, AE, JE
Cena zestawu; **1 130 zł**

Art. Nr 10006836

G-ænia A'CHORD Core Kit

Zestaw zawiera: 5 strzykawk (2,1 ml/4 g)
po jednej w odcieniu: A1, A2, A3, A3.5, A4
Cena zestawu; **1 130 zł**

Art. Nr 10006769

G-ænia A'CHORD Trial Kit A

Zestaw zawiera: 3 strzykawk (2,1 ml/4 g)
2 x A2, 1 x A3
Cena zestawu; **680 zł**

Art. Nr 10006771

G-ænia A'CHORD Bleach Kit

Zestaw zawiera: 3 strzykawk (2,1 ml/4 g)
po jednej w odcieniu BW, BOW, JE
Cena zestawu; **680 zł**

Strzykawki uzupełnienie

1 strzykawka (2,1 ml/4 g)

Odcienie standardowe:

A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6;

Odcienie opakowrowe: AO1, AO2, AO3;

Odcienie szklwne: JE (Junior Enamel), AE (Adult Enamel);

Odcienie wybielone: BW (Bleaching White), BOW (Bleaching Opaque White);

Cena jednej strzykawki; **250 zł**

AMPUŁKI UNITIP

Art. Nr 10006772

G-ænia A'CHORD Layering Kit Unitips

Zestaw zawiera: 75 ampułek (0,16 ml/0,3 g)
po 15 w odcieniach: A2, A3, AO2, AE, JE
Cena zestawu; **1 210 zł**

Art. Nr 10006773

G-ænia A'CHORD Core Kit Unitips

Zestaw zawiera: 75 ampułek (0,16 ml/0,3 g)
po 15 w odcieniach: A1, A2, A3, A 3.5, A4
Cena zestawu; **1 210 zł**

Ampułki Unitip uzupełnienie

15 ampułek (0,16 ml/0,3 g)

Odcienie standardowe:

A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6;

Odcienie opakowrowe: AO1, AO2, AO3;

Odcienie szklwne: JE (Junior Enamel), AE (Adult Enamel);

Odcienie wybielone: BW (Bleaching White), BOW (Bleaching Opaque White);

Cena jednego opakowania; **270 zł**



KORZYSTNA CENA

4 + 1
10 + 3

OD 250 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 4 strzykawki lub 4 opakowania ampułek G-ænia A'CHORD w dowolnym odcieniu + 1 strzykawka lub 1 opakowanie ampułek G-ænia A'CHORD A2 lub A3 GRATIS!
Zamów 10 strzykawk lub 10 opakowań ampułek G-ænia A'CHORD w dowolnym odcieniu + 3 strzykawki lub 3 opakowania ampułek G-ænia A'CHORD A2 lub A3 GRATIS!

Promocja ważna dla tego samego rodzaju opakowania.
¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

4 x G-ænia A'CHORD STRZYKAWKI

COMPOSITE MODELING KIT GRATIS!

Zamów 4 strzykawki G-ænia A'CHORD w dowolnym odcieniu + Composite Modeling Kito wartości 425 zł GRATIS!¹

Zestaw zawiera: 1 x Modeling Liquid butelka 6 ml, 5 x pędzelek płaski Gradia Brush Flat, 5 x pędzelek okrągły Gradia Brush Round, 2 x uchwyt do pędzelków Gradia, 1 x bloczki do mieszania.

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.





6 x G-ænia A'CHORD STRZYKAWKI lub AMPUŁKI UNITIP

+ G-Premio BOND GRATIS!

Zamów 6 strzykawk G-ænia A'CHORD lub 6 opakowań ampułek Unitip G-ænia A'CHORD w dowolnym odcieniu + G-Premio BOND Kit GRATIS!¹

Zestaw zawiera: 1 x G-Premio BOND butelka 5 ml, akcesoria.
Promocja ważna dla tego samego rodzaju opakowania.

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



G-æniel

Uniwersalny kompozyt do niewidocznych uzupełnień – z systemem doboru koloru dostosowanym do wieku



G-æniel Anterior oferuje

- Estetykę i kontrast w obrazie rtg
- Wszechstronność w stosowaniu
- System odcieni dostosowany do wieku pacjenta
- Bezproblemową pracę



G-æniel Posterior oferuje

- Doskonałą estetykę przy użyciu pojedynczego odcienia
- Optymalną nieprzepuszczalność dla promieni rtg
- Nie klejącą się, umożliwiającą kondensację konsystencją
- Doskonałą wytrzymałość i trwałość



PROMOCJA AMPUŁKI UNITIP

4 + 1
10 + 3
OD 210 zł
Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania ampułek Unitip G-æniel Anterior/ Posterior w dowolnym odcieniu + 1 opakowanie G-æniel A2 lub P-A2 GRATIS!¹

Zamów 10 opakowań ampułek Unitip G-æniel Anterior/Posterior w dowolnym odcieniu + 3 opakowania G-æniel A2 lub P-A2 GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Promocja obowiązuje w ramach tego samego rodzaju opakowania i po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Opakowania Anterior zawierające po 10 ampułek Unitip: BW, A4, B1, B2, B3, C3, CVD, AO2, AO4, JE, TE, SE, CVE, XBW;
Cena jednego opakowania; **210 zł**
Opakowania Anterior zawierające po 20 ampułek Unitip: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, AE, IE;
Opakowania Posterior zawierające po 20 ampułek Unitip: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE, P-IE
Cena jednego opakowania; **420 zł**

PROMOCJA STRZYKAWKI

4 + 1
10 + 3
240 zł
Cena jednej strzykawki

Zamów 4 strzykawki G-æniel Anterior/Posterior w dowolnym odcieniu + 1 strzykawka G-æniel A2 lub P-A2 GRATIS!¹

Zamów 10 strzykawk G-æniel Anterior/Posterior w dowolnym odcieniu + 3 strzykawki G-æniel A2 lub P-A2 GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Promocja obowiązuje w ramach tego samego rodzaju opakowania i po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, SE, IE, TE, CVE, XBW, BW, P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE i P-IE
Cena jednej strzykawki; **240 zł**



Zeskanuj, aby obejrzeć filmy wideo



Szkolenie praktyczne: ESTETYKA ŁATWA DO OSIĄGNIĘCIA

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z Konsultantem GC, aby uzyskać więcej informacji.



Konfigurator GC Restorative Dentistry Guide w wersji 3D, do bezpłatnego pobrania na stronie: www.gceurope.com



G-æniel Flo X

Idealny partner do wszystkich odbudów w odcinku bocznym!

G-æniel Flo X zawiera równomiernie rozmieszczone, ultra-drobne cząstki wypełniacza (wypełniacz ze szkła barowego) i wyróżnia się niską lepkością, a w szczególności bardzo dobrym kontrastem obrazu rtg (300% Al przy warstwie 1 mm, 284% Al przy warstwie grubości 0,5 mm), co między innymi ułatwia diagnozowanie próchnicy wtórnej.



G-æniel Flo X; 240 zł

Strzykawka 3,6 g (2 ml); 20 końcówek aplikacyjnych Dispensing Tip III z tworzywa;
1 osłona chroniąca przed światłem

Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, CV, AO2 i AO3



MIX MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH

+ G-Premio BOND GRATIS!

Zamów MIX 6 strzykawk spośród: G-æniel Anterior/Posterior/G-æniel Universal Flo/G-æniel Flo X/ G-æniel A'CHORD/Essentia/everX Posterior/everX Flow w dowolnym odcieniu + G-Premio BOND Kit GRATIS!¹

Zestaw zawiera: 1 x G-Premio BOND butelka 5 ml, akcesoria.

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Promocja obowiązuje po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

G-æniel Universal Flo

Płynny i w pełni uniwersalny do wszystkich klas ubytków

Ze względu na wyjątkową lepkość G-æniel Universal Flo oferuje łatwość stosowania kompozytu płynnego, ale jest tak samo stabilny jak konwencjonalny kompozyt. Nadaje się do wszystkich klas ubytków i odznacza się doskonałą wytrzymałością, polerowalnością i wszechstronnością.



G-æniel Universal Flo; 245 zł

Strzykawka 3,4 g (2 ml); 20 końcówek aplikacyjnych Dispensing Tip III z tworzywa;
1 osłona chroniąca przed światłem

Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, BW, CV, AO2, AO3, JE, AE



KORZYSTNA CENA

4 + 1
10 + 3
OD 225 zł
Cena jednego opakowania

Zamów 4 strzykawki Essentia U lub Essentia HiFlo/LoFlo lub 4 opakowania ampułek Unitip Essentia U + 1 strzykawka Essentia U lub 1 opakowanie ampułek Unitip Essentia U GRATIS!¹
Zamów 10 strzykawk Essentia U lub Essentia HiFlo/LoFlo lub 10 opakowań ampułek Unitip Essentia U + 3 strzykawki Essentia U lub 3 opakowania ampułek Unitip Essentia U GRATIS!¹

Promocja obowiązuje w ramach tego samego rodzaju opakowania i po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Art. Nr 900740 **Essentia HiFlo strzykawka; 240 zł**
1 x strzykawka 2 ml (3,6 g), U; 20 końcówek aplikacyjnych Dispensing Tips III z tworzywa
Art. Nr 900742 **Essentia LoFlo strzykawka; 240 zł**
1 x strzykawka 2 ml (3,4 g), U; 20 końcówek aplikacyjnych Dispensing Tips III z tworzywa
Art. Nr 900977 **Essentia Universal strzykawka; 225 zł**
1 x strzykawka 2 ml (4,0 g) U
Art. Nr 900998 **Essentia Universal ampułki Unitip; 225 zł**
15 ampułek Unitip x 0,16 ml (0,32 g) U

Essentia Universal Shade

Światłoutwardzalny, widoczny na zdjęciach rtg, uniwersalny kompozyt do wszystkich wskazań w obszarze zębów bocznych

Jeden wspólny kolor - zawsze pasujący



G-Premio BOND

Światłoutwardzalny, jednoskładnikowy uniwersalny system łączący do wszystkich technik łączenia, idealny do napraw i do stosowania przy nadwrażliwości!

- Doskonała adhezja do szkliwa i zębiny
- Optymalna konsystencja i zwilżalność
- Natychmiastowe uszczelnienie zębiny
- Do kompozytów, tlenku cyrkonu, tlenku glinu i metali, a także do wszystkich ceramik szklanych (skaleniowych, wzmocnionych leucytem i na bazie dwukrzemianu litu) i do ceramik hybrydowych w połączeniu z G-Multi PRIMER
- G-Premio BOND & G-Premio BOND DCA = mechanizm podwójnego utwardzania
- Redukcja przebarwień
- Mniej nadwrażliwości pozabiegowej
- Mniej czasochłonna i eliminująca straty materiału procedura



G-Premio BOND Kit

500 zł

Cena jednego opakowania

Art. Nr 012689
G-Premio BOND Kit
1 butelka 5 ml, akcesoria; 500 zł

MIX MATERIAŁÓW
KOMPOZYTOWYCH

+ G-Premio BOND
GRATIS!

Zamów MIX 6 strzykawek spośród:
G-aenial Anterior/Posterior/G-aenial
Universal Flo/G-aenial Flo X/
G-aenial A'CHORD/Essentia/everX
Posterior/everX Flow
w dowolnym odcieniu
+ G-Premio BOND Kit GRATIS!

Zestaw zawiera: 1 x G-Premio BOND butelka 5 ml, akcesoria.

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Inne dostępne opakowania:
Art. Nr 012695 G-Premio BOND uzupełnienie 1 butelka 5 ml; 400 zł
Art. Nr 012690 G-Premio BOND opakowanie 3-butelkowe 3 butelki po 5 ml; 1 020 zł
Art. Nr 009035 G-Premio BOND Unitdose 50 jednostkowych ampulek (po 0,1 ml), akcesoria; 540 zł
Art. Nr 009552 G-Premio BOND DCA 1 butelka 3 ml aktywatora Dual Cure (DCA); 225 zł



ZAMKNIĘCIE
FLIP-TOP

Korzystaj z wysokiej wydajności, odkrywając jednocześnie łatwiejsze użytkowanie
300 aplikacji na jedną butelkę 5 ml

Jako opcja:



G-Premio BOND DCA = aktywator podwójnego utwardzania



Skontaktuj się z Konsultantem GC, aby uzyskać więcej informacji.



NOWOŚĆ

Optymalnie dostosowany do techniki IDS (Immediate Dentin Sealing)!

G2-BOND Universal

Nowy standard 2-butelkowego uniwersalnego systemu łączącego Produkt wytyczający nowy standard w Twoich rękach

G2-BOND Universal, dzięki opatentowanej technologii Dual-H, która zapewnia zaawansowane, zoptymalizowane połączenie zarówno z zębem, jak i kompozytem, jest uniwersalnym systemem 2-butelkowym, łączącym w sobie to, czego klinicyści oczekują od istniejących złotych standardów samowytwarzania (Self-Etch) oraz wytwarzania i płukania (Etch-and-Rinse), a nawet więcej:

- Możliwość wyboru preferowanego trybu wytwarzania
- Najwyższą trwałość i wytrzymałość wiązania
- Najwyższą odporność na przebarwienia brzeżne
- Doskonałe dozowanie i niską wrażliwość na technikę
- Szerokie zastosowanie
- Nowoczesną, inteligentną i ergonomiczną konstrukcję 1-PRIMER / 2-BOND

Wytycza drogę do nowego standardu 2-butelkowego systemu łączącego we wszystkich trybach wytwarzania

Dla wszechstronnej satysfakcji i komfortu Twoich pacjentów!



JUŻ TERAZ
ZACZNIJ STOSOWAĆ

660 zł

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10006820
G2-BOND Universal Bottle Kit
1 x 1-PRIMER 5 ml, 1 x 2-BOND 5 ml, akcesoria



Zredukowany kontakt między osłoną a butelką

Zębrowanie skonstruowane do skutecznego dociskania

Wskazania:

- Bezpośrednie łączenie kompozytów
- Naprawa wewnątrzustna
- Natychmiastowe uszczelnienie zębiny (IDS)
- Leczenie nadwrażliwości

- Leczenie odsłoniętych powierzchni korzeni
- Cementowanie uzupełnień pośrednich (z G-CEM LinkForce)
- Cementowanie wkładów i odbudowa zrębu (z GRADIA CORE i G-Premio BOND DCA).

Inne dostępne opakowania:

Art. Nr 10006823 G2-BOND Universal 1-PRIMER uzupełnienie 1 x butelka 5 ml; 485 zł

Art. Nr 10006824 G2-BOND Universal 2-BOND uzupełnienie 1 x butelka 5 ml; 205 zł

Uniwersalne zastosowanie unikalnej kompozycji

- 4-MET dla niezawodnej adhezji do szkliwa i zębiny
- MDP dla doskonałej adhezji do szkliwa i zębiny, cyrkonu, tlenku glinu i metali nieszlachetnych
- MDTP do łączenia z metalami szlachetnymi
- System łączący bez HEMA dla potwierdzonej klinicznie wyjątkowej trwałości²

² Van Dijken J, et al, Dent Mater. 2013.

CERASMART™270

Absorbujące naprężenia bloczki CAD/CAM z ceramiki hybrydowej

Naturalne dopasowanie i elastyczność
Precyzja, wytrzymałość i elastyczność w połączeniu z łatwą w użyciu, światłoutwardzalną glazurą do pokrywania powierzchni

- Elastyczność umożliwiająca absorpcję naprężeń
- Odporność na ścieranie dla trwałych uzupełnień
- Niezwykle precyzyjne brzożki zapewniające płynne przejścia
- Doskonała polerowalność i trwałość połysku
- Optymalna fluorescencja i przezierność
- Korona podparta na implancie
- Wymiana dużego uzupełnienia kompozytowego wykonanego z użyciem ćwieków otokomiazgowych
- Odbudowa drugiego trzonowca
- Rekonstrukcja zębów w kwadrancie



KORZYSTNA CENA

4 + 1
10 + 3
OD 515 zł
Cena jednego opakowania


Zamów 4 opakowania bloczków CERASMART270 (po 5 szt.) w dowolnym odcieniu + 1 opakowanie bloczków CERASMART270 (5 szt.) A2 HT lub A2 LT w rozmiarze 14 GRATIS!
Zamów 10 opakowań bloczków CERASMART270 (po 5 szt.) w dowolnym odcieniu + 3 opakowania bloczków CERASMART270 (po 5 szt.) A2 HT lub A2 LT w rozmiarze 14 GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Odcienie:
A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT, A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT, BL
Rozmiar 12; 515 zł za opakowanie
Rozmiar 14; 565 zł za opakowanie
Rozmiar 14L; 615 zł za opakowanie
Opakowanie zawiera 5 bloczków

Bloczki CERASMART270 są kompatybilne z systemem CEREC i umieszczone w najnowszej aktualizacji oprogramowania CEREC.

Odcienie



OPTIGLAZE color

Światłoutwardzalna glazura do charakteryzacji pośrednich uzupełnień akrylowych, kompozytowych, z PMMA, ceramiki hybrydowej i druku 3D

KORZYSTNA CENA

4 + 1
255 zł
Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania OPTIGLAZE color w dowolnym odcieniu + 1 opakowanie OPTIGLAZE color w odcieniu A plus lub Clear GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

OPTIGLAZE color opakowania uzupełniające, 2,6 ml; 255 zł
Odcienie: A plus, B plus, C plus, White, Ivory White, Yellow, Orange, Pink Orange, Red Brown, Olive, Grey, Blue, Lavender, Pink

OPTIGLAZE color opakowanie uzupełniające, 5 ml; 255 zł
Odcienie: Clear, Clear HV



Kliknij tutaj, aby przejść do strony internetowej: Initial LiSi Block -kampanie-gceurope



initial™
LiSi Block

CERASMART270
GC INITIAL LISI BLOCK
OPTIGLAZE COLOR



GC Initial™ LiSi Block

W pełni skryształizowany bloczek CAD/CAM z dwukrzemianu litu
Naturalne piękno przywrócone w ciągu jednej wizyty

Initial LiSi Block: wytrzymałość, precyzja i estetyka w całkowicie skryształizowanym bloczku
Initial LiSi Block jest w pełni skryształizowanym bloczkiem z dwukrzemianu litu, który zapewnia optymalne właściwości fizyczne bez wypalania. Bloczek cechują wyjątkowe właściwości oparte na opatentowanej przez GC technologii HDM (High Density Micronization) użytej w stomatologii CAD/CAM, aby zapewnić wysoką odporność na ścieranie, precyzyjne krawędzie i estetyczne efekty końcowe. W połączeniu z techniką ONE SQIN – systemem ceramicznym do malowania koloru i nadawania kształtu - można szybko i łatwo osiągnąć jeszcze bardziej estetyczne rezultaty.



KORZYSTNA CENA

4 + 1
10 + 3
490 zł
Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania bloczków Initial LiSi Block (po 5 szt.) w dowolnym odcieniu + 1 opakowanie bloczków Initial LiSi Block (5 szt.) A2 HT lub A2 LT w rozmiarze 14 GRATIS!
Zamów 10 opakowań bloczków Initial LiSi Block (po 5 szt.) w dowolnym odcieniu + 3 opakowania bloczków Initial LiSi Block (po 5 szt.) A2 HT lub A2 LT w rozmiarze 14 GRATIS!

Odcienie:
A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT, A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT, BL
Rozmiar 14; 490 zł za opakowanie
Opakowanie zawiera 5 bloczków

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.


OFERTA SPECJALNA

8 + G-CEM ONE
UNIVERSAL
GRATIS!


Zamów 8 opakowań bloczków Initial LiSi Block (po 5 szt.) w dowolnym odcieniu + G-CEM ONE Universal System Kit o wartości 760 zł GRATIS!

Zestaw zawiera: 1 x G-CEM ONE Strzykawka A2 (4,6 g), 1 x G-CEM ONE, Strzykawka TR (4,6 g), 15 x końcówka mieszająca GC Automix, Tips Regular, 5 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips 1 x G-Premio BOND 5 ml; 1 x G-Multi PRIMER 5 ml

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



Konwencjonalny dwukrzemian litu (IPS e.max CAD)



Technologia HDM dla CAD/CAM (Initial LiSi Block)

Drobniejsze kryształy ułatwiają frezowanie i zapewniają wysoką odporność na ścieranie.

Zwiększona sztywność matrycy szklanej zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną

- Oszczędność czasu, ponieważ nie wymaga krystalizacji
- Trwała estetyka
- Idealnie dopasowane krawędzie
- Naturalna opalescencja
- Idealna baza dla techniki ONE SQIN
- Po prostu wyfrezuj, pomaluj i zacementuj

Polerowanie i wykańczanie



1 Frezowanie 2 Polerowanie wstępne 3 Nakładanie masy do wypalania ceramiki 4 Krystalizacja 5 Chłodzenie 6 Usuwanie masy do wypalania ceramiki 7 Oczyszczanie 8 Polerowanie końcowe
Źródło: GC R&D, Japonia, dane dostępne na życzenie. *Przy warunkach testu w oparciu o Instrukcję użytkownika

G-CEM ONE™ Samoadhezyjny cement kompozytowy

Niezawodny

Optymalna siła wiązania zarówno w przypadku preparacji o charakterze retencyjnym jak i nieretencyjnym¹ dzięki funkcji GC Touch Cure - unikalnej zdolności wiązania kontaktowego opcjonalnie stosowanego primeru G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer.

Niewrażliwy na technikę pracy

Doskonałe samoutwardzanie dla Twojego poczucia bezpieczeństwa, funkcja tack-cure ułatwiająca usuwanie nadmiaru i oczyszczanie, tolerancja wilgoci i śliny¹, optymalna płynność pasty i praktycznie brak nadwrażliwości pozabiegowej³.

Uniwersalny

Doskonała siła wiązania do zębów oraz do powierzchni i podłoży: szkliwa, zębiny, cyrkonu, metalu, ceramiki szklanej², ceramiki hybrydowej².

Estetyczny

Odporne na ścieranie brzegi dla długotrwałych efektów estetycznych.



GC Touch Cure

Inicjator chemiczny w G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer przyspiesza utwardzanie chemiczne cementu na powierzchni zęba w celu zapewnienia stabilnego połączenia.

Opcjonalny: G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

Do wszystkich ubytków i zębów filarowych

- MDP: łączenie z tkankami zęba, cyrkonem i metalem nieszlachetnym
- 4-MET: łączenie z tkankami zęba
- MDTP: łączenie z metalem szlachetnym
- Akcelerator - silne połączenie z zębem filarowym i ubytkiem dzięki funkcji GC Touch Cure.

KORZYSTNA CENA

4 + 1! OD 285 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 4x G-CEM ONE Single Refill lub 2x G-CEM ONE Twin Refill lub 1x G-CEM ONE Twin Refill i 2x G-CEM ONE Single Refill + G-CEM ONE Single Refill AO3 GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Dostępne opakowania:

Art. Nr 10006927 **G-CEM ONE Starter Kit A2**
Art. Nr 10006928 **G-CEM ONE Starter Kit Translucent**
Zestaw Starter Kit zawiera: 1 x G-CEM ONE strzykawkę (4,6 g), 8 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 2 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips, 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 2 ml; Cena jednego opakowania; **345 zł**

Art. Nr 10006930 **G-CEM ONE Twin Refill A2**
Art. Nr 10006931 **G-CEM ONE Twin Refill Translucent**
Zestaw Twin Refill zawiera: 2 x G-CEM ONE strzykawkę (4,6 g), 15 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 5 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips; Cena jednego opakowania; **530 zł**

Art. Nr 10006932 **G-CEM ONE Single Refill AO3**
Art. Nr 10006933 **G-CEM ONE Single Refill White Opaque**
Zestaw Single Refill zawiera: 1 x G-CEM ONE strzykawkę (4,6 g), 8 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 2 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips; Cena jednego opakowania; **285 zł**

Art. Nr 10006934 **G-CEM ONE Value Refill A2**
Art. Nr 10006935 **G-CEM ONE Value Refill Translucent**
Zestaw Value Refill zawiera: 8 x G-CEM ONE strzykawkę (4,6 g), 60 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 20 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips; Cena jednego opakowania; **1 705 zł**

Art. Nr 10006834
G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer
Zawiera: 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4 ml; Cena jednego opakowania; **295 zł**

Aksesoria:
Art. Nr 10003289 **Automix Tip for Endo**
10 szt. z końcówką przedłużającą; **65 zł**
Art. Nr 10003335 **Automix Tip Regular**
10 szt.; **60 zł**



KORZYSTNA CENA

Initial LiSi Block + G-CEM ONE STARTER KIT

1 445 zł

~~1 745 zł~~

Cena zestawu

Art. Nr 10007572 **Initial LiSi Block + G-CEM ONE Starter Kit**

Zestaw zawiera: Initial LiSi Block (5 bloczków A2 LT, 5 bloczków A2 HT, 5 bloczków A3 HT), + G-CEM Starter Kit A2: (1 x strzykawkę G-CEM ONE A2 (4,6 g), 8 x GC Automix Tips Regular, 2 x GC Automix Endo Tips, 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 2 ml) Dodatkowy produkt jest już zawarty w zestawie.

G-CEM ONE Universal


Uniwersalny, samoadhezyjny cement kompozytowy



Uproszczona, uniwersalna procedura adhezyjna dzięki G-Premio BOND:

- Połączenie trzech monomerów funkcyjnych zapewnia optymalną adhezję
- Tylko jeden system wiążący do wszystkich bezpośrednich i pośrednich uzupełnień!
- Wielokrotnie nagradzana konstrukcja butelki zapewnia bardzo precyzyjną aplikację.
- Łatwa aplikacja: nałożyć G-Premio BOND, odczekać 10 sekund, osuszyć sprężonym powietrzem, utwardzać światłem przez 10 sekund.
- Kompatybilny ze wszystkimi metodami wytrawiania (samowytrawianie, wytrawianie selektywne, wytrawianie całkowite).


Odcienie G-CEM ONE & G-CEM ONE Universal



Rozwiązania do cementowania

Przewodnik GC dotyczący cementowania "Luting Guide" pomoże Ci wybrać właściwy materiał. Zawiera również informacje dotyczące poszczególnych etapów cementowania.


Pobierz w Google Play lub App-Store:



GC Luting Guide



Twoja instrukcja krok po kroku



Wybór materiału

Informacje dotyczące sytuacji klinicznej



Zamów G-CEM ONE Universal System Kit + instrument do usuwania nadmiaru American Eagle M5 CARVE o wartości 260 zł GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Teraz również w połączeniu z G-Premio BOND!

G-CEM ONE jest teraz dodatkowo dostępny w trzech nowych opakowaniach z G-Premio BOND.

Art. Nr 10037118 **G-CEM ONE Universal Starter Kit A2**
1 x G-CEM ONE Strzykawkę A2 (4,6 g), 8 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 2 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips, 1 x G-Premio BOND 5 ml; **530 zł**

Art. Nr 10037119 **G-CEM ONE Universal Starter Kit Translucent**
1 x G-CEM ONE Strzykawkę A2 (4,6 g), 8 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 2 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips, 1 x G-Premio BOND 5 ml; **530 zł**


Art. Nr 10037120 **G-CEM ONE Universal System Kit**
1 x G-CEM ONE Strzykawkę A2 (4,6 g), 1 x G-CEM ONE Strzykawkę TR (4,6 g), 15 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 5 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips, 1 x G-Premio BOND 5 ml; 1 x G-Multi PRIMER 5 ml; **760 zł**

GC FujiCEM™ Evolve

Rozwiązanie do osadzania cyrkonu od lidera w technologii szkło-jonomerów

O jeden krok do przodu
FujiCEM Evolve to wszechstronne rozwiązanie do cementowania w codziennej pracy, łączące prosty protokół postępowania z wyjątkowymi właściwościami szkło-jonomerów GC. Nowy system dozowania i możliwość utwardzenia światłem w celu usunięcia pozostałości materiału, ułatwiają cementowanie.

Ponadto FujiCEM Evolve charakteryzuje się ulepszonymi właściwościami, takimi jak wyższa nieprzepuszczalność dla promieni rtg i bardziej trwałe wiązanie - zwłaszcza z tlenkiem cyrkonu.



Zeskanuj, aby obejrzeć filmy wideo

Idealny do uzupełnień z metalu i cyrkonu

- Optymalna adhezja do cyrkonu
- Wersja do mieszania ręcznego lub Automix
- Bez konieczności wcześniejszego przygotowania
- Długi czas pracy, krótki czas wiązania
- Odporny na wilgoć - koferdam nie jest wymagany
- Doskonałe uszczelnienie i adaptacja brzeżna
- Optymalna lepkość
- Minimalna grubość warstwy
- Opcjonalne utwardzanie światłem

KORZYSTNA CENA

3 + 1 400 zł
Cena jednego opakowania

Zamów 3 opakowania FujiCEM Evolve Single Pack + 1 opakowanie FujiCEM Evolve Single Pack GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Art. Nr 012951 **FujiCEM Evolve Single Pack; 400 zł**
Opakowanie zawiera: 1 strzykawkę FujiCEM Evolve (5 ml/9,2 g), 15 końcówek GC Push and Click Tip Regular

Inne dostępne opakowania:

Art. Nr 012952
FujiCEM Evolve Triple Pack Handmix
Opakowanie zawiera: 3 strzykawki FujiCEM Evolve (5 ml/9,2 g), bloczek N° 22 do mieszania; **880 zł**

Art. Nr 012953
FujiCEM Evolve Triple Pack Automix
Opakowanie zawiera: 3 strzykawki FujiCEM Evolve (5 ml/9,2 g), 45 końcówek GC Push and Click Tip Regular; **1 030 zł**

Art. Nr 013584
FujiCEM Evolve Clinic Pack
Opakowanie zawiera: 8 strzykawkę FujiCEM Evolve (5 ml/9,2 g), 2 bloczki do mieszania N° 22; **2 085 zł**

Akcesoria:
Art. Nr 012954
Końcówki Push and Click Tip Regular (15 szt.); **100 zł**

Art. Nr 012955
Końcówki Push and Click Tip Endo (15 szt.); **135 zł**

GC FujiCEM 2 Slide & Lock

Wysokiej jakości, modyfikowany żywicą cement glasjonomerowy do osadzania w połączeniu z innowacyjną technologią Force & Fusion



KORZYSTNA CENA

FujiCEM 2 SL ECO PACK

1 530 zł
Cena jednego opakowania

Art. Nr 10003463
GC FujiCEM 2 Zestaw Starter z metalowym dozownikiem Paste Pak; 1 035 zł
1 x nabój FujiCEM 2 SL (13,3 g/7,2 ml), 15 x końcówka mieszająca SL, 5 x końcówka mieszająca do Endo, 1 x metalowy dozownik Paste Pak

Art. Nr 10003462
GC FujiCEM 2 Zestaw Starter z dozownikiem z tworzywa GC FujiCEM 2; 730 zł
1 x nabój FujiCEM 2 SL (13,3 g/7,2 ml), 15 x końcówka mieszająca SL, 5 x końcówka mieszająca do Endo, 1 x dozownik z tworzywa GC FujiCEM 2

Art. Nr 10003461 **GC FujiCEM 2 SL Automix; 1 365 zł**
2 x nabój FujiCEM 2 SL (po 13,3 g/7,2 ml), 44 x końcówka mieszająca SL

Art. Nr 10003458 **GC FujiCEM 2 SL - uzupełnienie; 1 020 zł**
2 x nabój FujiCEM 2 SL (po 13,3 g/7,2 ml), 2 x bloczek do mieszania N°22

Art. Nr 10003468
FujiCEM 2 SL Eco Pack
Zawiera: 4 x nabój FujiCEM 2 SL (po 13,3 g/7,2 ml)

Akcesoria:
Art. Nr 10003465
FujiCEM 2 Mixing Tip SL do Endo uzupełnienie; 125 zł
10 x końcówka mieszająca SL do Endo GC FujiCEM 2 SL (kompatybilne tylko z FujiCEM 2 SL)

Art. Nr 10003464
FujiCEM 2 Mixing Tip SL uzupełnienie; 220 zł
20 x końcówka mieszająca SL GC FujiCEM 2 (kompatybilne tylko z FujiCEM 2 SL)

FREEGENOL

Cement do tymczasowego osadzania

FREEGENOL jest cementem bez eugenolu do tymczasowego cementowania uzupełnień pośrednich. Jest w pełni kompatybilny i bezpieczny w użyciu z materiałami zawierającymi żywice akrylowe. Biokompatybilny z tkankami zęba i tkankami miękkimi. FREEGENOL jest łatwy w użyciu i ma po zmieszaniu gładką, kremową konsystencję.

- Nie zawiera eugenolu, nie ma negatywnego wpływu na polimeryzację materiałów zawierających żywice
- Możliwość dostosowania konsystencji
- Łatwy do usunięcia z koron i filarów
- W zestawie specjalny środek czyszczący



Art. Nr 10000675
FREEGENOL TEMPORARY 1-1 Pack; 240 zł
Opakowanie zawiera: 55 g Baza, 20 g Katalizator, 2,5 ml środek czyszczący, bloczek do mieszania

- Wskazania:**
- Tymczasowe cementowanie uzupełnień pośrednich.
 - Czas wiązania można dostosować w zależności od potrzeb:
 - więcej bazy
 - wiązanie szybsze
 - mniej bazy
 - wiązanie wolniejsze

GC Fuji TEMP LT™

Bezkompromisowy, niezawodny, komfortowy przy zdejmowaniu cement glasjonomerowy do długotrwałego cementowania tymczasowego

- Gwarantuje retencję i łatwe usuwanie
- Łatwe osadzanie dzięki cienkiej warstwie materiału (6 µm)
- Początkowa konsystencja podobna do gumy dla łatwego usuwania nadmiarów
- Widoczny na zdjęciach rtg
- Idealny do cementowania na łącznikach implantów



Art. Nr 004253
GC Fuji TEMP LT uzupełnienie; 740 zł
Opakowanie zawiera: 2 naboje Fuji TEMP LT (2 x 13,3 g/7,2 ml), 1 bloczek do mieszania N° 22

GC Fuji TEMP LT UZUPEŁNIENIE

Paste Pak Dispenser GRATIS!

740 zł
Cena jednego opakowania

Zamów 1 opakowanie Fuji TEMP LT uzupełnienie + Paste Pak Dispenser o wartości 465 zł GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Akcesoria:
Art. Nr 001573 **Paste Pak Dispenser, podajnik; 465 zł**

GC Pliers

Kleszcze ze stali nierdzewnej przeznaczone do łatwego usuwania i przenoszenia uzupełnień pośrednich. Dzięki retencyjnym końcówkom roboczym dobrze utrzymują uzupełnienia.

- Opcjonalnie stosowane gumowe nakładki, zapewniają amortyzację i przyczepność w razie potrzeby. Skuteczność kleszczy zwiększa się w połączeniu z proszkiem retencyjnym
- Delikatne dla powierzchni koron ceramicznych i licowanych kompozytem
- Nie uszkadzają powierzchni koron ani licówek
- Minimalizują ryzyko złamania marginesu lub uciśnięcia tkanki
- Bardzo łatwe do czyszczenia
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej
- Łatwa sterylizacja i dezynfekcja



Art. Nr 10001804 **GC PLIERS with Accessory Set; 1 425 zł**
Opakowanie zawiera: Kleszcze GC PLIERS, gumowe nakładki (50 szt.), proszek retencyjny (4 g).
Akcesoria:
Art. Nr 10000089 **Accessory Set; 430 zł**
Opakowanie zawiera: gumowe nakładki (50 szt.), proszek retencyjny (4 g).

GRADIA® CORE

Podwójnie utwardzalny kompozyt do odbudowy zrębu i cementowania wkładów

Niezawodna retencja na całej głębokości



Cementowanie wkładu i odbudowa zrębu jednym tiksotropowym materiałem



Dostępne opakowania:
Art. Nr 900784 **GRADIA CORE Intro Package**
Zawiera: GRADIA CORE nabój 10 ml (20 g), G-Premio BOND butelka 5 ml, G-Premio BOND DCA butelka 3 ml, podajnik GRADIA CORE Dispenser; Cena jednego opakowania; **965 zł**

Art. Nr 013046 **GRADIA CORE Kit**
Zawiera: GRADIA CORE nabój 10 ml (20 g), G-Premio BOND butelka 5 ml, G-Premio BOND DCA 3 ml butelka; Cena jednego opakowania; **930 zł**

Art. Nr 003652 **GRADIA CORE cartridge Refill**
Zawiera: GRADIA CORE nabój 10 ml (20 g) Cena jednego opakowania; **465 zł**



Zachowuje się podobnie jak zębina

Twardość* (Hv) **66**

* W trybie podwójnego utwardzania
Źródło: GCC R&D - dane dostępne na życzenie



Siła wiązania z zębinią (MPa), podwójne utwardzanie **21**



Bezpieczna retencja przy użyciu uniwersalnego systemu łączącego

Źródło: GCC R&D - dane dostępne na życzenie

everStick®

Wzmocnienia z włókien do codziennej praktyki stomatologicznej

- Minimalnie inwazyjne i odwracalne: inne możliwości leczenia pozostają nadal otwarte
- Doskonałe właściwości mechaniczne
- Unikalne, opatentowane połączenie
- Elastyczność zbliżona do elastyczności zębiny
- Obszerne informacje naukowe
- Ponad 300 publikacji i szereg rozpraw naukowych
- Długoterminowe obserwacje kliniczne z doskonałymi rezultatami

Uzupełnienia:
Art. Nr 900853 **everStick C&B**, 1 x 8 cm; **325 zł**
Art. Nr 900852 **everStick C&B**, 2 x 12 cm; **890 zł**
Art. Nr 900837 **everStick NET**, 30 cm²; **890 zł**
Art. Nr 900841 **everStick ORTHO**, 2 x 12 cm; **760 zł**
Art. Nr 900851 **everStick PERIO**, 1 x 8 cm; **300 zł**
Art. Nr 900850 **everStick PERIO**, 2 x 12 cm; **835 zł**
Art. Nr 900847 **everStick POST**, 10 x wkład Ø 0,9 mm; **525 zł**
Art. Nr 900848 **everStick POST**, 10 x wkład Ø 1,2 mm; **525 zł**
Art. Nr 900849 **everStick POST**, 10 x wkład Ø 1,5 mm; **525 zł**



Dostępne opakowania:
Art. Nr 900838 **everStick, Starter Kit; 1 940 zł**
Zestaw zawiera: 8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO; 30 cm² everStickNET; 5 x everStickPOST Ø 1,2 mm; 6 ml Modeling Liquid; 1 x G-aenial Universal Flo strzykawka; 1 x instrument silikonowy StickREFIX D; 1 x StickSTEPPER; 1 x StickCARRIER

Art. Nr 900855 **everStick COMBI Kit; 1 050 zł**
Zestaw zawiera: 8 cm everStick C&B, 8 cm everStick PERIO, 30 cm² everStickNET, 5 x everStick POST Ø 1,2 mm, 1 instrument ręczny Stick STEPPER, 1 instrument silikonowy StickREFIX

Art. Nr 900854 **everStick Intro Kit; 420 zł**
Zestaw zawiera: 8 cm everStick C&B, 8 cm everStick PERIO, 1 instrument silikonowy StickREFIX D

Art. Nr 900846 **everStick POST Intro; 840 zł**
Zestaw zawiera: 5 x wkład Ø 0,9 mm; 5 x wkład Ø 1,2 mm; 5 x wkład Ø 1,5 mm; 6 ml Modeling Liquid



GC Reline™ II Soft

Miękki materiał na bazie silikonu do podścieleń



Reline II Soft jest materiałem A-silikonowym zapewniającym komfort i długotrwałą elastyczność w przypadku ostrych brzegów wyrostka zębodołowego i kolbowatości wyrostka. Stosowany przy dostosowaniu protez po ekstrakcjach lub implantacjach.

Przeznaczone do podścielania metodą bezpośrednią i pośrednią.

1. Podścielenia protez w przypadku cienkiej, wrażliwej błony śluzowej i zaniku wyrostków zębodołowych
2. Podścielenia protez w przypadku ostro zakończonych wyrostków zębodołowych
3. Podścielenia protez w przypadku wypukłości kostnych i podcieni (przy trudnościach w wkładaniu/i lub zdejmowaniu protezy
4. Podścielenia protez opartych na implantach

Art. Nr 10001354
Reline II Soft Intro Kit; 1 105 zł
1 x nabój GC RELINE II Soft 59 g/48 ml; 1 x primer do żywicy akrylowej RELINE II Primer 8 g/10 ml; 1 x ostrze do skrawania GC RELINE II POINT FOR TRIMMING; 1 x tarcza polerska GC RELINE II WHEEL FOR FINISHING; 1 x preparat do usuwania żywicy akrylowej GC RELINE II REMOVER FOR RESIN 5 g/5,5 ml; 6 x końcówki mieszające MIXING TIP II L; 3 x pędzelek jednorazowego użytku; 1 x szpatułka z tworzywa

Art. Nr 10001356
Reline II ExtraSoft Intro Kit; 1 105 zł
1 x nabój GC RELINE II ExtraSoft 57 g/48 ml; 1 x primer do żywicy akrylowej RELINE II Primer 8 g/10 ml; 1 x ostrze do skrawania GC RELINE II POINT FOR TRIMMING; 1 x tarcza polerska GC RELINE II WHEEL FOR FINISHING; 1 x preparat do usuwania żywicy akrylowej GC RELINE II REMOVER FOR RESIN 5 g/5,5 ml; 6 x końcówki mieszające MIXING TIP II L; 3 x pędzelek jednorazowego użytku; 1 x szpatułka z tworzywa

GC Reline™ II ExtraSoft

Miękki materiał na bazie silikonu do podścieleń

Reline II ExtraSoft jest materiałem A-silikonowym, który zapewnia komfort i elastyczność w takich wskazaniach, jak wrażliwa błona śluzowa i miejsca nadmiernego ucisku. Wspomaga również proces gojenia po ekstrakcjach lub zabiegach implantacji.

- Sprężyste właściwości: działa jak poduszka między protezą a tkanką jamy ustnej, amortyzuje siły wyzwalane w trakcie żucia i pomaga rozwiązać problemy anatomiczne
- Może pozostać w jamie ustnej przez wiele tygodni, a nawet miesięcy
- Wygodny sytem nabojów
- Idealna lepkość i płynność pod wpływem nacisku umożliwia dostosowanie się do szczegółów anatomicznych podłoża
- Długotrwały komfort i złagodzenie: powierzchnia materiału pozostaje na długo elastyczna, gładka i czysta
- RELINE II Primer do żywicy akrylowej zapewnia długotrwałą adhezję do płyty protezy
- RELINE II Remover do żywicy akrylowej pozwala na łatwe i szybkie usunięcie i wymianę warstwy podścielenia
- Materiał RELINE II Finishing może być użyty do dodatkowego zabezpieczenia obszarów krawędzi

GC Tissue Conditioner

Miękkie podścielenie, które pozostaje czyste na długo

GC Tissue Conditioner jest doskonałym wyborem, gdy potrzebujesz alternatywnego rozwiązania, które pozostaje miękkie i czyste przez cały czas. Stosuj GC Tissue Conditioner do kondycjonowania tkanek miękkich, miękkiego podścielenia i wycisków czynnościowych.

- Doskonała konsystencja i płynność czyni go łatwym do nakładania w wygodny i oszczędzający czas sposób - czas wiązania w jamie ustnej tylko 5 minut.
- Jego unikatowa opatentowana formuła chemiczna i specjalny materiał powlekający zabezpieczają przed pogarszaniem się z czasem jakości.
- Doskonała gładkość powierzchni oznacza, że możesz oczekiwać niebywałych właściwości leczniczych i higieny - więc koniec z protezami o nieprzyjemnym zapachu!
- Długotrwała gładkość, zdolność adaptacji kształtu odpowiadająca zmianom błony śluzowej w czasie, dla lepszego gojenia się i większego komfortu pacjenta.




Dostępne zestawy:
Art. Nr 10000690 **GC Tissue Conditioner Opakowanie 1-1, Live Pink; 540 zł**
Art. Nr 10000691 **GC Tissue Conditioner Opakowanie 1-1, White; 540 zł**
Opakowanie zawiera: 90 g proszek, 90 g (101 ml) płyn, 15 ml środek powlekający, akcesoria.

Uzupełnienia:
Art. Nr 10000692 **Proszek Live Pink 90 g; 275 zł**
Art. Nr 10000693 **Proszek White 90 g; 275 zł**
Art. Nr 10000694 **Płyn 90 g (101 ml); 180 zł**
Art. Nr 10000695 **Środek powlekający 15 ml; 155 zł**



System implantologiczny GC Aadva opiera się na nowatorskiej synergii implantoprotektyki z koncepcją stomatologii CAD/CAM. Zapewnia kompleksowe rozwiązania do wszystkich przypadków leczenia implantologicznego. Wszystkie elementy systemu są rozwiązaniami reprezentującymi najbardziej aktualny stan wiedzy i spełniają najwyższe standardy jakości GC.

Linia implantów GC Aadva



Implanty cylindryczne



wąski standardowy szeroki

• **Wąski \varnothing 3,3**
Długości 8-10-12-14 mm


Implanty stożkowe



wąski standardowy szeroki

• **Standardowy \varnothing 4,0**
Długości 8-10-12-14 mm

Implanty krótkie



Długość 6,3 mm

\varnothing 4,2 \varnothing 5,2

• **Szeroki \varnothing 5,0**
Długości 8-10-12-14 mm

Warsztaty w Twoim gabinecie: rozwiązania i praktyczna wiedza!

- Jak dobrać implant do danego wskazania i jak "odnaleźć się" w kasecie chirurgicznej.
 - Omówienie komponentów protetycznych wraz z ich wskazaniami.
 - Technika Flow Injection w implantologii.

Warsztat praktyczny:

- Preparacja łoża pod implant wraz z jego wprowadzeniem
- Przykręcenie poszczególnych elementów protetycznych
- Zamykanie i maskowanie kanałów w pracach przykręcanych

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z regionalnym Konsultantem GC, aby uzyskać więcej informacji lub napisz mail na adres: info.poland@gc.dental

OFERTA NA START*

4 999 zł

Zamów OFERTĘ NA START + G-CEM ONE System Kit GRATIS!¹

Zawiera: 10 x implant, 10 x śruba zamykająca, 1 x kaseca chirurgiczna Aadva Surgical Kit + G-CEM ONE System Kit GRATIS!¹
Zestaw zawiera: 2 x G-CEM ONE strzykawkę 4,6 g (A2 i TR), 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4 ml, 1 x G-Multi PRIMER 5 ml, akcesoria

OFERTA ZE SZKOLENIEM NR 1*

4 499 zł

Zawiera: 5 x implant, 5 x śruba zamykająca, + uczestnictwo w szkoleniu nr 1 + wypożyczenie kasety chirurgicznej Aadva Surgical Kit + konsultacje online z lekarzem prowadzącym szkolenie, dotyczące planowania leczenia z wykorzystaniem zakupionych implantów

KORZYSTNA CENA

OFERTA ANALOGOWA*

7 499 zł

Zawiera: 10 x implant, 10 x śruba zamykająca, 10 x śruba gojąca, 10 x analog, 10 x transfer wyciskowy

KORZYSTNA CENA

OFERTA CYFROWA*

7 999 zł

Zawiera: 10 x implant, 10 x śruba zamykająca, 10 x śruba gojąca, 4 x Scan Body, 4 x analog do modeli drukowanych

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
* Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

1 Wprowadzenie do chirurgii implantologicznej na podstawie systemu GC Aadva

Część teoretyczna

- Wprowadzenie do implantologii
- Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu implantacji
- Przygotowanie gabinetu do zabiegu
- Dobór implantu do warunków anatomicznych
- Kwalifikacja pacjenta

- Zasady planowania implantoprotetycznego
- Powikłania pozabiegowe

Część praktyczna

- Analiza CBCT
- Zabiegi z udziałem pacjentów



PROWADZĄCY
dr n. med. Tomasz Klatkiewicz

1 SZKOLENIE

Środa Wielkopolska
23.03.2024r. | 09:00-17:00

Koszt uczestnictwa: 1 750 zł

2 Techniki chirurgiczne w leczeniu implantologicznym

Część teoretyczna

Wprowadzenie teoretyczne do zaplanowanych procedur oraz zabiegów z udziałem pacjentów

Część praktyczna

- Ekstrakcje zębów i metody zachowania wyrostka zębodołowego
- Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą przy użyciu osteotomów oraz

ekspanderów do kości, z i bez użycia materiałów kościotwórczych

- Rozszczepy wyrostków w odcinku przednim/bocznym, pacjenci po wypadkach
- Wydłużenie płata błony śluzowej przedsionka jamy ustnej podczas rozszczepów
- Zaawansowane techniki szycia przy rozległych cięciach w obrębie jamy ustnej



PROWADZĄCY
dr n. med. Tomasz Klatkiewicz

2 SZKOLENIE

Środa Wielkopolska
20.04.2024r. | 09:00-17:00

Koszt uczestnictwa: 1 750 zł

3 Implantacja natychmiastowa w strefie estetycznej i funkcjonalnej

Część teoretyczna

- Wskazania i przeciwwskazania do implantacji natychmiastowej
- Analiza CBCT
- Czynniki ryzyka związane z implantacjami natychmiastowymi
- Atraumatyczne techniki usuwania zębów, pozycjonowanie implantu

- Augmentacja kości
- Zarządzanie tkankami miękkimi korony tymczasowe

Część praktyczna

- Analiza CBCT pacjentów
- Zabiegi natychmiastowej implantacji z udziałem pacjentów



PROWADZĄCY
dr n. med. Robert Łyszczarz

3 SZKOLENIE

Kraków

Szczegóły u Konsultantów GC

4 Techniki chirurgiczne w leczeniu implantologicznym – kurs na kadaverach

Część teoretyczna

- Anatomia kliniczna podłoża implantologicznego - możliwości i ograniczenia zabiegowe
- Ekstrakcja atraumatyczna, implantacja natychmiastowa oraz zaopatrzenie pola zabiegowego w różnych grupach zębowych
- Augmentacja pozioma, membrany i sposoby umocowania membran na podłożu
- Sinus lift zamknięty - wprowadzenie teoretyczne

Część praktyczna

- Analiza CBCT preparatów głów ludzkich
- Zabiegi pokazowe na preparatach nieutrwalonych głów ludzkich wykonywane przez prowadzących
- Samodzielne zabiegi ekstrakcji, augmentacji, sinus liftu oraz implantacji w różnych warunkach klinicznych



PROWADZĄCY
dr n. med. Tomasz Klatkiewicz
dr n. med. Krzysztof Gawriolek

4 SZKOLENIE

Przeźmierowo k. Poznania

Szczegóły:
www.poznalab.pl
lub u Konsultantów GC

TEMPSMART™ DC

Szybko i skutecznie do tymczasowego uzupełnienia

Uzupełnienia tymczasowe odgrywają ważną rolę w stomatologii odtwórczej. Nie tylko chronią opracowane zęby, ale także zapewniają komfort i estetykę do momentu uzyskania przez pacjenta ostatecznej odbudowy. Wprowadzona przez GC nowa technologia, dzięki TEMPSMART DC, czyni materiały tymczasowe bardziej inteligentnymi. TEMPSMART DC to pierwszy, niezawierający plastyfikatorów, podwójnie utwardzalny materiał tymczasowy, zaprojektowany tak, aby ułatwić i uczynić codzienną pracę bardziej wydajną.

PEWNA WYTRZYMAŁOŚĆ

- Wysoka odporność na złamania
- Idealny na mosty w odcinku bocznym

INTELIWENTNA KONCEPCJA

- Krótki czas obróbki dzięki opcji utwardzania światłem

ESTETYCZNE REZULTATY

- Fluorescencja i długotrwały połysk

KOMFORT UŻYTKOWANIA

- Nie klei się
- Wysoki połysk w kilku krokach

Dostępne opakowania:
Art. Nr 012771 **TEMPSMART DC A2**
Art. Nr 012772 **TEMPSMART DC A3**
Zawiera: 1 x 48 ml nabój,
16 końcówek mieszających; **455 zł**

Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, B1, BW



Dostępne opakowania:
Art. Nr 012777 **TEMPSMART DC A2**
Art. Nr 012778 **TEMPSMART DC A3**
Zawiera: 1 x 10 ml strzykawka,
10 końcówek mieszających; **270 zł**

Odcienie: A1, A2, A3, B1

JUŻ TERAZ ZACZNIJ STOSOWAĆ

455 zł

Cena jednego opakowania

TEMPSMART DC

Zestaw zawiera: 1 x 48 ml nabój, 16 końcówek mieszających

Akcesoria:

Art. Nr 901537

Końcówki mieszające II SSS (60 szt.); 280 zł

Art. Nr 900668

Końcówki mieszające GC Automix Tip Regular (10 szt.); 70 zł

GC UNIFAST III

Samoutwardzalna żywica akrylowa do długoterminowych uzupełnień tymczasowych: koron, mostów, wkładów i napraw. Ekonomiczne rozwiązanie z doskonałą estetyką.

Dostępne opakowania:
Art. Nr 10000697 **GC Unifast III Zestaw wprowadzający 2-1; 465 zł**
Zawiera: 35 g proszek A2-A3,
40 g (42 ml) płyn, akcesoria.



OPTIGLAZE color

Światłoutwardzalna glazura do charakteryzacji pośrednich uzupełnień akrylowych, kompozytowych, z PMMA, ceramiki hybrydowej i druku 3D

OPTIGLAZE color butelka 2,6 ml; **255 zł**
OPTIGLAZE color butelka 5 ml; **255 zł**
Więcej informacji o OPTIGLAZE color na stronie 18



GC REVOTEK LC

Jednoskładnikowy kompozyt utwardzany światłem do wykonywania tymczasowych wkładów, nakładów, koron, licówek i mostów.

Dostępne opakowania:
Art. Nr 10000246 **Revotek LC; 350 zł**
6 g materiału w odcieniu B2.



GC CAVITON

Materiał do tymczasowych wypełnień standardowych ubytków oraz po leczeniu kanałowym.

Dostępne opakowania:
Art. Nr 10000101 **GC Caviton**, pojemnik, 30 g; **85 zł**



Get Connected SMILE Program

Zdobywaj wiedzę. Dziel się doświadczeniem. Korzystaj.

GC Get Connected - wszystko w jednej aplikacji!

Skorzystaj z okazji, aby w każdej chwili uzyskać informacje na temat GC i naszych produktów - pobierz aplikację GC Get Connected na swój telefon. Przeglądaj naszą bibliotekę online, oglądaj filmy prezentowane przez użytkowników, dowiedz się o szkoleniach i wydarzeniach, a także uzyskaj informacje o naszych produktach.

W GC, uśmiechy są warte więcej - uczymy się, dzielimy doświadczeniem, korzystamy. Pobierz teraz program "Get Connected Smile Program" na swoją komórkę.



POBIERZ APP

Pobierz GC Get Connected Smile Program jako aplikację na swój telefon komórkowy już dzisiaj i bądź na bieżąco!



Skondensowana wiedza na temat G-æniał A'CHORD dostępna teraz online

G-æniał A'CHORD

W celu jak najłatwiejszego udostępnienia praktykom nie tylko teoretycznej, ale i praktycznej wiedzy na temat G-æniał A'CHORD, GC uruchomiła specjalną stronę internetową.

<http://gaenialachord.com>

Poza teoretycznymi wyjaśnieniami, strona ta ilustruje np. skalę odcieni. A fakt, że estetykę i wytrzymałość uzupełnień w odcinku przednim i bocznym można połączyć w jeden prosty system, został potwierdzony w praktyce przez różnych lekarzy dentystów z Australii, Francji czy Niemiec.

Grafiki wizualizują także wysoką wytrzymałość i odporność na ścieranie G-æniał A'CHORD, podczas gdy filmy wideo pokazują praktyczne zastosowanie zarówno w obrazie jak i w dźwięku.



Przewodnik "Restorative solution" z GC

Od początku swojej działalności GC zawsze koncentrowała się na opracowaniu innowacyjnych materiałów odtwórczych dla każdej sytuacji klinicznej. Aby ułatwić stomatologom te procedury, GC przygotowało przewodnik GC Restorative Solution, dostępny jako bezpłatna aplikacja na systemy Android lub iOS.

W zależności od projektowanego uzupełnienia, materiału i uwarunkowań klinicznych aplikacja pomaga wybrać najlepszy materiał odtwórczy. Przewodnik przedstawia w 3D wszystkie rodzaje ubytków i pokazuje ich odbudowę przy użyciu zaawansowanych szkło-jonomerów,

hybrydy szkła i/lub kompozytów GC do odbudowy zębów. Aplikacja zawiera również instrukcje krok po kroku, jakie odcienie i grubości warstw należy stosować, aby uzyskać jak najlepszy efekt. Ponadto aplikacja zawiera informacje na temat systemów adhezyjnych i technik odbudowy wzmocnionych włóknem szklanym, a także szczegółowe ilustracje dotyczące procedur naprawy uzupełnień pośrednich.



Przewodnik GC dotyczący cementowania

Wybór właściwego materiału dla każdego wskazania

Długotrwałe powodzenie odbudowy zależy przede wszystkim od właściwego doboru i prawidłowego zastosowania materiałów do osadzania. Ponieważ idealny materiał do cementowania, który spełnia wszystkie wymagania dla każdego wskazania nie istnieje, wyboru należy dokonać w zależności od właściwości fizycznych i adhezyjnych, wymagań estetycznych, wrażliwości techniki i dowodów naukowych dostępnych dla każdego przypadku. Aby ułatwić ten proces stomatologom GC opracowało przewodnik GC Luting Guide,

dostępny jako bezpłatna aplikacja na systemy Android lub iOS. W zależności od projektowanego uzupełnienia, materiału i uwarunkowań klinicznych aplikacja pomaga wybrać najlepsze rozwiązanie do cementowania. Oprócz wyboru materiału do osadzania, decydujące znaczenie ma jego prawidłowe zastosowanie. W przewodniku GC Luting Guide każdy etap kliniczny jest od początku do końca szczegółowo opisany i zilustrowany przejrzystymi zdjęciami.



Szkolenia praktyczne w Twoim gabinecie: rozwiązania i praktyczna wiedza!

Minimalnie Inwazyjne rozwiązania w leczeniu próchnicy korzenia

Poznaj rozwiązania GC, które umożliwią Ci identyfikację zagrożeń, wzmocnienie procesu remineralizacji i wybór optymalnego rozwiązania do leczenia próchnicy korzenia.

Szkolenie praktyczne:

- Prezentacja testów do oceny płytki nazębnej i śliny
- Prezentacja produktów stymulujących proces remineralizacji
- Odbudowa ubytków klasy V z użyciem szklanej hybrydy, światłoutwardzalnego szkło-jonomeru i płynnego kompozytu

Biomimetyczne rozwiązania do odbudowy zębów bocznych

Wybierz swoje optymalne rozwiązanie do odbudowy rozległych ubytków w zębach bocznych: wzmocniony krótkimi włóknami płynny kompozyt everX Flow czy szklano-hybrydowy system odtwórczy EQUIA Forte HT.

Szkolenie praktyczne:

- Odbudowa krok po kroku rozległych ubytków w zębach bocznych

Estetyka łatwa do osiągnięcia z uniwersalnym materiałem kompozytowym

Przekonaj się jak łatwo za pomocą jednego odcienia G-æniał A'CHORD uzyskasz naturalnie wyglądające uzupełnienie w odcinku przednim.

Szkolenie praktyczne:

- Odbudowa krok po kroku ubytków w odcinku przednim techniką uproszczoną i wielowarstwową

Inteligentne rozwiązania z GC do częściowych uzupełnień pośrednich

Onlay i overlay od A do Z. Przekonaj się jakie to proste z naszymi rozwiązaniami! Preparacja, wybór materiału, wykańczanie i cementowanie częściowego uzupełnienia pośredniego. Zapytaj o karty techniczne do poszczególnych etapów procedury!

Szkolenie praktyczne:

- Charakteryzacja i adhezyjne cementowanie pośredniego uzupełnienia częściowego za pomocą uniwersalnego cementu kompozytowego G-CEM ONE.

Wprowadzenie do systemu implantologicznego GC Aadva

Jak dobrać implant do danego wskazania i jak "odnaleźć się" w kasecie chirurgicznej. Omówienie komponentów protetycznych wraz z ich wskazaniami. Technika flow Injection w implantologii.

Szkolenie praktyczne:

- Preparacja łoża pod implant wraz z jego wprowadzeniem
- Przykręcenie poszczególnych elementów protetycznych
- Zamykanie i maskowanie kanałów w pracach przykręcanych

Szkolenia

A-La-Carte

w gabinecie

Zdecyduj się na szkolenie praktyczne GC!

Dostosujemy je do potrzeb Twojej praktyki dentystycznej.

Nasze szkolenia praktyczne A-la-Carte oferują rozwiązania do szerokiej gamy codziennych wyzwań i są przeznaczone dla całego zespołu!

PRZYDATNE
WSKAZÓWKI!

ELASTYCZNY
czas trwania!

BEZPŁATNY
UDZIAŁ!

**JESTEŚ
ZAINTERESOWANY?**

Skontaktuj się z regionalnym Konsultantem GC, aby uzyskać więcej informacji lub napisz mail na adres: info.poland@gc.dental

Konsultanci GC

Nasi specjaliści ds. produktów są do Państwa dyspozycji i chętnie udzielą Państwu indywidualnej porady.



Tomasz Markowski
SZCZECIN / POZNAŃ /
GDAŃSK / TORUŃ / OLSZTYN
M. +48 698 648 384
Tomasz.Markowski@gc.dental
Technika Dentystyczna



Magdalena Kujawska
SZCZECIN / KOSZALIN
M. +48 532 534 843
Magdalena.Kujawska@gc.dental
Stomatologia



Małgorzata Dukat
GDYNIA / SŁUPSK /
OLSZTYN / EŁK
M. +48 697 692 202
Malgorzata.Dukat@gc.dental
Stomatologia




Sebastian Lewandowski
GDAŃSK / BYDGOSZCZ /
TORUŃ
M. +48 516 035 806
Sebastian.Lewandowski@gc.dental
Stomatologia / Implanty



Maria Glabisz
POZNAŃ
M. +48 605 212 615
Maria.Glabisz@gc.dental
Stomatologia



Agnieszka Sobala
ŁÓDŹ / PŁOCK / RADOM
M. +48 666 857 080
Agnieszka.Sobala@gc.dental
Stomatologia



Krzysztof Szymański
WARSZAWA / OSTROŁĘKA
M. +48 790 269 100
Krzysztof.Szymanski@gc.dental
Stomatologia



Magdalena Olko
RZESZÓW / SANDOMIERZ /
ZAMOŚĆ
M. +48 697 578 193
Magdalena.Olko@gc.dental
Stomatologia



Marcin Sidor
WROCŁAW / OPOLE /
ZIELONA GÓRA / KALISZ /
KATOWICE / CZĘSTOCHOWA
M. +48 508 278 585
Marcin.Sidor@gc.dental
Technika Dentystyczna



Joanna Łaban-Nanowska
WROCŁAW / ZIELONA GÓRA
M. +48 664 700 144
Joanna.LabanNanowska@gc.dental
Stomatologia



Dominika Ostrowska
KATOWICE / OPOLE /
CZĘSTOCHOWA
M. +48 662 012 689
Dominika.Ostrowska@gc.dental
Stomatologia



Piotr Dąbrowski
KRAKÓW / KIELCE
M. +48 505 402 204
Piotr.Dabrowski@gc.dental
Stomatologia / Implanty



Rafał Rumak
WARSZAWA / BIAŁYSTOK / ŁÓDŹ /
LUBLIN / RZESZÓW / KRAKÓW /
KIELCE
M. +48 698 167 808
Rafal.Rumak@gc.dental
Technika Dentystyczna



Odwiedź naszą stronę internetową:
<https://www.gc.dental/europe/pl-PL>



Odwiedź profil GC Poland na Facebook'u:
<https://www.facebook.com/GCDentalPoland>



Odwiedź kanał GC Europe na YouTube:
www.youtube.com/user/GCEuropeProducts



Odwiedź profil GC Poland na Instagramie:
https://www.instagram.com/gc_poland/